


Tischdurchführungen / Desktop Mounts
Wanddurchführungen / Wall Mounts

**Perfekte Anpassung.
Perfect integration.**





Clever integriert.

Die Tischdurchführung lässt sich in nahezu alle Arbeitsbereiche integrieren. Ob Arbeitstisch oder Abzug, die perfekte Weiterleitung flüssiger Abfälle in nachfolgend angeschlossene Unterkonstruktionen.


- **Tischdurchführung**
- **GL 45 (m) & GL 25 (m)**
- **PE-HD elektrisch ableitfähig**
- **Kombinierbar mit 3- und 4-fach Sammler, SafetyWasteCap, Sicherheitstrichter und Schlauchsystem mit SymLine® FlexTube und FlexTube Pro**

Cleverly integrated.

The Desktop Mount can be integrated into nearly all working areas. Whether used in conjunction with a work table or a fume cupboard, it always provides efficient transfer of liquid waste into connected waste systems.

- **Desktop Mount**
- **GL 45 (m) & GL 25 (m)**
- **PE-HD electrostatic conductive**
- **Can be combined with 3x and 4x Collector, SafetyWasteCap, Safety Funnel and Tube System with SymLine® FlexTube and FlexTube Pro**

Art. Nr. / Part No.	Bezeichnung / Description	Material
106 455	Tischdurchführung GL 45 (m) / GL 25 (m) Desktop Mount GL 45 (m) / GL 25 (m)	PE-HD-el PE-HD-ec



Clever integriert.

Die Tischdurchführung lässt sich in nahezu alle Arbeitsbereiche integrieren. Ob Arbeitstisch oder Abzug, die perfekte Weiterleitung flüssiger Abfälle in nachfolgend angeschlossene Unterkonstruktionen.


- **Tischdurchführung**
- **GL 45 (m) & Ø 32 mm AD**
- **PE-HD elektrisch ableitfähig**
- **Kombinierbar mit 3- und 4-fach Sammler, SafetyWasteCap, Sicherheitstrichter und Rohrleitungssystem**

Cleverly integrated.

The Desktop Mount can be integrated into nearly all working areas. Whether used in conjunction with a work table or a fume cupboard, it always provides efficient transfer of liquid waste into connected waste systems.

- **Desktop Mount**
- **GL 45 (m) & Ø 32 mm OD**
- **PE-HD electrostatic conductive**
- **Can be combined with 3x and 4x Collector, SafetyWasteCap, Safety Funnel and Pipe System**

Art. Nr. / Part No.	Bezeichnung / Description	Material
106 450	Tischdurchführung GL 45 (m) / Ø 32 mm AD Desktop Mount GL 45 (m) / Ø 32 mm OD	PE-HD-el PE-HD-ec



All-in-one!

Flache Tischdurchführung und HPLC-Abfallsammler in einem. Durch die integrierten Anschlüsse für Kapillaren und Schlauch ragt die Installation nur gering aus der Arbeitsfläche heraus.


- **Tischdurchführung**
- **Ø 32 mm AD**
- **PE-HD elektrisch ableitfähig**
- **Integrierte Anschlussmöglichkeiten für Kapillaren und Schlauch**
- **Kombinierbar mit dem Rohrleitungssystem**

All-in-one!

Flat desktop mount and HPLC waste collector in one. Thanks to integrated connections for capillaries and tubes this installation protrudes only slightly from the worktop.

- **Desktop Mount**
- **Ø 32 mm OD**
- **PE-HD electrostatic conductive**
- **Integrated connections for capillaries and tubes**
- **Can be combined with the Pipe System**

Art. Nr. / Part No.	Bezeichnung / Description	Material
106 412	Tischdurchführung mit Kapillaranschlüssen + Schlauchanschluss, Ø 32 mm AD, inklusive Fittings für Kapillardurchmesser (Außen) Ø 2,3 mm, Ø 3,2 mm, inklusive Stufen-Olive gebogen Ø 6,4 - 9 mm Desktop Mount with capillary connections + tube connection, Ø 32 mm OD, including fittings for capillary diameter (outside) Ø 2.3 mm, Ø 3.2 mm, including tube connector for ID Ø 6.4-9 mm tubes	PE-HD-el PE-HD-ec



All-in-one!

Flache Tischdurchführung und HPLC-Abfallsammler in einem. Durch die integrierten Anschlüsse für Kapillaren und Schlauch ragt die Installation nur gering aus der Arbeitsfläche heraus.

- **Tischdurchführung**
- **GL 25 (m)**
- **PE-HD elektrisch ableitfähig**
- **Integrierte Anschlussmöglichkeiten für Kapillaren und Schlauch (Fittings und Stufenolive nicht im Lieferumfang enthalten)**
- **Kombinierbar mit dem Schlauchsystem mit SymLine® FlexTube und FlexTube Pro**

All-in-one!

Flat desktop mount and HPLC waste collector in one. Thanks to integrated connections for capillaries and tubes this installation protrudes only slightly from the worktop.

- **Desktop Mount**
- **GL 25 (m)**
- **PE-HD electrostatic conductive**
- **Integrated connections for capillaries and tubes (fittings and tube connector not included)**
- **Can be combined with the Tube System with SymLine® FlexTube and FlexTube Pro**

Art. Nr. / Part No.	Bezeichnung / Description	Material
106 616	Tischdurchführung mit 4 Kapillaran Anschlüssen und 2 Schlauchanschlüssen, GL 25 (m), Fittings und Stufen-Olive nicht im Lieferumfang enthalten Desktop Mount with 4 capillary connections and 2 tube connections, GL 25 (m), fittings and tube connector not included	PE-HD-el PE-HD-ec



Noch mehr freie Arbeitsfläche!


Mit der Rückwanddurchführung nutzen Sie Ihren Arbeitsbereich optimal aus und es bietet sich mehr Platz für Proben und Aufbauten, die Entsorgung kann direkt im Abzug stattfinden.

- Rückwanddurchführung
- GL 45 (m) & GL 25 (m)
- PE-HD elektrisch ableitfähig
- Kombinierbar mit 3- und 4-fach Sammler, SafetyWasteCap, Sicherheitstrichter und Schlauchsystem mit SymLine® FlexTube und FlexTube Pro

Enlarged working space!

With the Rear Wall Mount, you use the available capacity of your working area and you have even more space for laboratory samples and experimental setups. You can dispose waste directly in the fume cupboard.

- Rear Wall Mount
- GL 45 (m) & GL 25 (m)
- PE-HD electrostatic conductive
- Can be combined with 3x and 4x Collector, SafetyWasteCap, Safety Funnel and Tube System with SymLine® FlexTube and FlexTube Pro



Art. Nr. / Part No.	Bezeichnung / Description	Material
106 612	Wanddurchführung GL 45 (m) / GL 25 (m) Wall Mount GL 45 (m) / GL 25 (m)	PE-HD-el PE-HD-ec



**Wanddurchführung lang,
für XL-Sicherheitstrichter.**


Mit der Rückwanddurchführung nutzen Sie Ihren Arbeitsbereich optimal aus und es bietet sich mehr Platz für Proben und Aufbauten, die Entsorgung kann direkt im Abzug stattfinden.

- Rückwanddurchführung
- GL 45 (m) & GL 25 (m)
- PE-HD elektrisch ableitfähig
- Kombinierbar mit 3- und 4-fach Sammler, SafetyWasteCap, Sicherheitstrichter und Schlauchsystem mit SymLine® FlexTube und FlexTube Pro

**Extended Wall Mount
for XL-Safety Funnel.**

With the Rear Wall Mount, you use the available capacity of your working area and you have even more space for laboratory samples and experimental setups. You can dispose waste directly in the fume cupboard.

- Rear Wall Mount
- GL 45 (m) & GL 25 (m)
- PE-HD electrostatic conductive
- Can be combined with 3x and 4x Collector, SafetyWasteCap, Safety Funnel and Tube System with SymLine® FlexTube and FlexTube Pro



Art. Nr. / Part No.	Bezeichnung / Description	Material
106 601	Wanddurchführung lang, GL 45 (m) , GL 25 (m), für XL-Sicherheitstrichter (117 633) Wall Mount - extended, GL 45 (m) , GL 25 (m), for XL- Safety Funnel (117 633)	PE-HD-el PE-HD-ec

S.C.A.T. Europe GmbH
Waldecker Straße 7
64546 Mörfelden

Tel. + 49 (0) 6105 305 586 - 0
Fax. + 49 (0) 6105 305 586 - 99

info@symline.de
www.symline.de



**SymLine® Systemordner,
immer auf dem neuesten Stand!**

Bestellen Sie ihr Exemplar auf
www.symline.de/systemcatalog
und registrieren Sie sich für
zukünftige Updates, Informationen
und Produkt-Neuheiten zum
SymLine® Chemical Waste System.

**SymLine® System Folder,
stay always up to date!**

Order your personal copy at
www.symline.de/systemcatalogue
and sign in for upcoming
updates, information and product
innovations relating to the
SymLine® Chemical Waste System.

